

## Let's Step

Fotpall

Artikelnr. LST101

Let's Step är en ny fotpall med modern design avsedd att användas i duschen eller badrummet. Pallen har en vacker och stabil konstruktion för säker och trygg funktion. Pallen har ribbor på ovansidan för att ge ett säkert grepp när pallen är blöt och är svart för att ge god synlighet mot badkar.



### Tekniska data:

Material:

Sits ABS

Rörstomme av aluminium

Fötter TPE

Vikt 1,5 kg

Testad enligt ISO EN 12182:2012

Maximal användarvikt 150 kg

Garanti:

Två års garanti.

