

## Let's Go Out

Utomhusrollator

Svart Artikelnr. 0120

Röd Artikelnr. 0130


Beige Artikelnr. 0150



Let's Go Out utomhusrollator är lätt och stadig. Den väger endast 6,1 kg och bredden är endast 58,5 cm. Den är lätt att fälla ihop och väskan fälls ihop tillsammans med rollatorn. Let's Go Out finns i tre färger: Svart/Silver med sits i svart konstläder och Beige/Silver eller Röd med sits i brunt konstläder. Färgen på väskan matchar rollatorns färg. De stora framhjulena gör det lätt att svänga och komma över trottoarkanter. Let's Go Out har stänkskärmar på bakhjulen och fjädningen på bakhjulen ger bekväm gång. Gummihandtagen har ergonomisk form och höjden kan justeras från 78 till 96 cm för att passa olika användare.

Let's Go Out har fjädning i bakhjulen för mjukare gång.

När Let's Go Out är hopfäld är den lätt att ta med sig i bilen eller på bussen eftersom bredden är endast 20 cm.



Väska. Brun dekor Artikelnr. 0151  
Svart dekor Artikelnr. 0121



Svart bricka av plast. Artikelnr 0381



Svart eller brunt ryggstödsband. Artikelnr 0383



Kryckhållare. Lätt att montera utan verktyg, snäpps fast. Artikelnr 0382



### Tekniska data:

Testad enligt ISO 11199-2: 2005 för en maximal användarvikt på 130 kg.  
Vikt 6,1 kg.  
Bredd 58,5 cm.  
Längd 67 cm.  
Sitsens höjd 59,5 cm.

Framhjulsdiameter 24,5 cm.  
Bakhjulsdiameter 19,5 cm.  
Bakhjulen har fjädrande upphängning.  
Handtagshöjden är justerbar från 78 till 96 cm.  
Max last i väskan 10 kg.

