

Let's Race elscooter.

Let's Race är en eldriven, designad och tilltalande scooter för de rörelsehindrade. Men den liknar inte de vanliga produkterna på marknaden. Snarare en liten designad bil. Bra för självkänslan hos den som inte vill skylta med sitt handikapp.



Design är viktig, funktion och egenskaper också. Let's Race har ett brett framparti som ger skydd för vind och regn och gör att man inte känner sig exponerad. Innanför finns ett förvaringsfack för en väska eller andra föremål som behöver förvaras skyddat.

Under sätet finns en utdragbar förvaringsbox som kan lastas med upp till 15 kg. En utvikbar väska medföljer som passar boxen. Praktisk att ta med då man handlar.

Tekniska data för Let's Race:

Let's Race är testad och typgodkänd enligt EN 12184 samt enligt FZV, StVO och StVZO för den tyska marknaden.

Längd	1380 mm
Bredd:	650 mm
Höjd:	1190–1266mm (nackstöd i lägsta/högsta läge)
Vikt:	120kg/264.5lbs (utan batteri)
Max. användarvikt:	160 kg/350 lbs
Laddare:	5 A
Motoreffekt:	900W, 5300rpm
Max. hastighet:	15 km/h
Batteri:	2 st DC12Vx75Ah
Körsträcka på en laddning:	45 – 50km
Hjuldimension:	305x80mm/12"x3,15"

Garanti

Let's Race har ett års garanti.

Leverans

Scootern levereras helt färdigmonterad inklusive batteri.



Styrhandtagen är ergonomiskt utförda och klädda med mjukt gummi, bekvämt att hålla i. Digital display med tydliga tecken.

TRUST
CARE